

BIOCAPTEUR



La société ISITEC-LAB est distributeur de la société BIOLAN.

Un biocapteur est un dispositif analytique compact qui utilise les interactions biologiques pour obtenir des résultats qualitatifs ou quantitatifs.

Paramètres disponibles : Acide gluconique, Acide malique.

A venir : Glucose/Fructose, SO₂.

Principe de fonctionnement :

Une fois l'appareil étalonné avec une solution test, il suffit de mettre une solution de mesure dans la cuvette, d'y ajouter votre échantillon à l'aide d'une micro-pipette, de faire tremper le biotest dans la solution. En moins de 3 minutes vous disposez du résultat de votre analyse.

- Capacité : 60 tests par biotest.
- Précision : 0,05 g/l.
- Temps de réponse : 3 minutes

contact@isitec-lab.com - www.isitec-lab.com

Service commercial et technique :

Tél. : 05 67 34 09 60 - Fax : 01 34 29 61 90

Service réactifs et consommables :

Tél. : 05 63 02 46 64 - Fax : 01 34 29 61 90

192 rue Louis Lépine – Albasud - 82000 MONTAUBAN

Groupe Edynéo / ERCO Finances